

Ficha técnica

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Artículo: | 20HL | | | | | |
| Estilo de manija: | Asa AS, Luer lock LL, Toomey T | | | | | |
| Tamaños disponibles: | <table border="1"> <tr> <td>3mm x 25cm</td> </tr> <tr> <td>2mm x 20cm</td> </tr> <tr> <td>2mm x 20cm</td> </tr> <tr> <td>3mm x 25cm</td> </tr> <tr> <td>3.5mm x 30cm</td> </tr> </table> | 3mm x 25cm | 2mm x 20cm | 2mm x 20cm | 3mm x 25cm | 3.5mm x 30cm |
| 3mm x 25cm | | | | | | |
| 2mm x 20cm | | | | | | |
| 2mm x 20cm | | | | | | |
| 3mm x 25cm | | | | | | |
| 3.5mm x 30cm | | | | | | |
| Material: | acero inoxidable 304 (LL/AS), Aluminio (T) | | | | | |
| Descripción: | 20 orificios en total, 5 puertos se alinean recto. en 4 líneas colectoras de grasa con movimientos hacia adelante y hacia atrás | | | | | |
| Usos: | autotransplante de grasa, recolectando uniformemente la grasa para inyección facial | | | | | |
| Aplicación: | Recolección de grasa para trasplante o liposucción regular, elija diferentes tamaños según los sitios de operación, como abdomen, espalda, glúteos y muslos. | | | | | |
| Presentación: | paquete individual | | | | | |
| Como elegir? | según sitios de liposucción | | | | | |

