

Ficha técnica

Artículo:	DM doble mercedes							
Estilo de manija:	Asa AS, Luer lock LL, Toomey T							
Tamaños disponibles:	<table border="1"> <tr><td>2mm x 15cm</td></tr> <tr><td>2.5mm x 25cm.</td></tr> <tr><td>3mm x 30cm.</td></tr> <tr><td>2mm x 15cm</td></tr> <tr><td>2.5mm x 25cm.</td></tr> <tr><td>3mm x 30cm.</td></tr> <tr><td>3.5mm x 30cm</td></tr> </table>	2mm x 15cm	2.5mm x 25cm.	3mm x 30cm.	2mm x 15cm	2.5mm x 25cm.	3mm x 30cm.	3.5mm x 30cm
2mm x 15cm								
2.5mm x 25cm.								
3mm x 30cm.								
2mm x 15cm								
2.5mm x 25cm.								
3mm x 30cm.								
3.5mm x 30cm								
Material:	acero inoxidable 304 (LL/AS), Aluminio (T)							
Descripción:	2 grupos de puertos Mercedes alrededor de la punta.							
Usos:	Liposucción de capa profunda.							
Aplicación:	Cirugía de liposucción regular, se aplican diferentes tamaños a la cara, brazo, abdomen, espalda, glúteos y muslos							
Presentación:	paquete individual							
Como elegir?	segun sitios de liposucccion							

