

Ficha técnica

Artículo:	INF Klein			
Estilo de manija:	Luer lock LL			
Tamaños disponibles:	<table border="1"> <tr> <td>1.2mm x 15cm</td> </tr> <tr> <td>1.6mm x 20cm.</td> </tr> <tr> <td>1.8mm x 25cm.</td> </tr> </table>	1.2mm x 15cm	1.6mm x 20cm.	1.8mm x 25cm.
1.2mm x 15cm				
1.6mm x 20cm.				
1.8mm x 25cm.				
Material:	acero inoxidable 304 (LL/AS),			
Descripción:	6 puertos de infiltración espaciados uniformemente alrededor de la punta			
Usos:	infiltración tumescente			
Aplicación:	Infiltración tumescente antes de todo tipo de cirugía de liposucción. Infiltración para inyección facial, liposucción facial, liposucción de brazo, Para muslo y abdomen.			
Presentación:	paquete individual			
Como elegir?	Según el sitio de infiltración			

