

Ficha técnica

Artículo:	S espátula						
Estilo de manija:	Asa AS, Luer lock LL, Toomey T						
Tamaños disponibles:	<table border="1"> <tr><td>2mm x 15cm</td></tr> <tr><td>2.5mm x 25cm.</td></tr> <tr><td>3mm x 30cm.</td></tr> <tr><td>2.5mm x 25cm.</td></tr> <tr><td>3mm x 30cm.</td></tr> <tr><td>3.5mm x 30cm</td></tr> </table>	2mm x 15cm	2.5mm x 25cm.	3mm x 30cm.	2.5mm x 25cm.	3mm x 30cm.	3.5mm x 30cm
2mm x 15cm							
2.5mm x 25cm.							
3mm x 30cm.							
2.5mm x 25cm.							
3mm x 30cm.							
3.5mm x 30cm							
Material:	acero inoxidable 304 (LL/AS), Aluminio (T)						
Descripción:	Un puerto largo en forma de espátula						
Usos:	Liposucción de sitios con tejidos compactos y reparación de sitios irregulares.						
Aplicación:	Cirugía de liposucción regular, se aplican diferentes tamaños a la cara, brazo, abdomen, espalda, glúteos y muslos.						
Presentación:	paquete individual						
Como elegir?	segun sitios de liposucccion						

